












Elektroden für die Titration

Welche Elektrode für welche Applikation?

Applikation	Details	Elektrode	Bestellnummer
Wässrige Säure-Base-Titrationsen	Allgemein	Ecotrode Plus	6.0262.100
		Ecotrode Gel	6.0221.100
	Alkalische Proben, Bayerlaugen. Titrationsen bei hohen Temperaturen	Unitrode	6.0259.100
	Säuregehalt alkoholischer Getränke	Unitrode mit Pt 1000	6.0258.600
	Titrationen mit kleinen Probenvolumina	Flachmembran-Elektrode	6.0256.100
	Titrationen in ionenarmen wässrigen Medien	Aquatrode Plus	6.0253.100
	Carbonathärte, Säurekapazität von Wasser, p- & m-Wert	Aquatrode Plus mit Pt 1000	6.0257.000
	Galvanikbäder, Ätzbäder, Phosphatierbäder	Profitrode	6.0255.100
	Ätzbäder, fluorid- oder flusssäurehaltig Eiweißhaltige Proben	Kombinierte Sb-Elektrode Porotrode	6.0421.100 6.0235.200
Nichtwässrige Säure-Base-Titrationsen	Titrationen mit Perchlorsäure, Cyclohexylamin, alkoholischer HCl, Bestimmung der Basenzahl (TBN) von Erdölprodukten	Solvotrode <i>easyClean</i> mit LiCl _{sat} in Ethanol	6.0229.010
	Titrationen mit alkoholischer KOH, NaOH und TBAOH, Kalium-Methylat, Bestimmung der Säurezahl (TAN) von Erdölprodukten, freie Fettsäuren/Hydroxylzahl in Ölen und Fetten	Solvotrode <i>easyClean</i> mit c(TEABr) = 0.4 mol/L in Ethylenglycol	6.0229.010 (+ 6.2320.000)
Redox-Titrationsen Arsenit, Cersulfat, Eisen(III), Iod, Kaliumbromat, Natriumnitrit, Oxalsäure, Permanganat, Thiosulfat, Titan(III), Hg(NO ₃) ₂	Titrationen ohne Veränderung des pH-Wertes	Pt-Titrode	6.0431.100
	Titrationen mit Veränderung des pH-Wertes	Kombinierte Pt-Ring-Elektrode	6.0451.100
	Chemischer Sauerstoffbedarf in Wässern	Kombinierte Au-Ring-Elektrode	6.0452.100
	Penicillin, Ampicillin	Kombinierte Au-Ring-Elektrode	6.0452.100
	Titrationen mit polarisierbaren Elektroden (I _{pot})	Doppel-Pt-Draht-Elektrode	6.0341.100
	Bromatometrie, Iodometrie, Cerimetrie nach Ph. Eur. & USP	Pt-Titrode	6.0431.100
Karl-Fischer-Titrationsen	Wasserbestimmung nach Karl Fischer	Doppel-Pt-Draht-Elektrode (HF beständige Version auf Anforderung)	6.0338.100
		Kombinierte Ca ²⁺ -ISE – Polymermembran	6.0510.100
Komplexometrie Titrimittel: EDTA, Complexon® III und IV	Rücktitration des Ba ²⁺ -Überschusses mit EDTA	sciON Ca ²⁺ -ISE (Tip und Shaft)	6.0509.000 + 6.1241.070
	Bestimmung von Ca ²⁺ , Mg ²⁺ (nach AB 125)		
	Bestimmung von Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Fe, Mg, Ni, Pb, Zn (nach AB 101)	Cu ²⁺ -ISE – Kristallmembran	6.0502.140
Fällungstitrationen Titrimittel: Silbernitrat	Chlorid allgemein, Kochsalzgehalt in Lebensmitteln	Ag-Titrode	6.0430.100
	Chlorid in Dialyse- und Infusionslösungen	Ag-Titrode mit Ag ₂ S-Überzug	6.0430.100S
	Titrationen nach Ph. Eur. & USP	Ag-Titrode mit Ag ₂ S-Überzug	6.0430.100S
	Bestimmung von Schwefelwasserstoff, Mercaptanen, Carbonylsulfiden, Sulfiden	Ag-Titrode mit Ag ₂ S-Überzug	6.0430.100S
	Chlorid, Bromid, Iodid und Cyanid in Galvanikbädern	Ag-Titrode mit Ag ₂ S-Überzug	6.0430.100S
	Fluorid/Flusssäure in Ätzbädern	F-ISE – Kristallmembran	6.0502.150
Photometrische Titrationsen	Farbindikatoren wie z.B. Xylenolorange, N,N-Diethyl-1,4-phenylendiamin, Phenolphthalein, Thorin, Dichlorphenolindophenol	Spectrosense 523 nm	6.5501.100 (Titrino) 6.5501.200 (Titrando, Titrino plus)
	Farbindikatoren, z.B. Dimethylsulfonazo III, Hydroxynaphtholblau, Eriochromschwarz, HHSNN, Diphenylaminsulfonat, Murexid	Spectrosense 610 nm	6.5501.110 (Titrino) 6.5501.210 (Titrando, Titrino plus)
Tenside in nicht-wässrigen Medien Aromatische und aliphatische Kohlenwasserstoffe, Ketone, Benzin, Kerosin, Di- und Trichlorethan	Titration von anionischen und kationischen Tensiden, Titrationsen in Chloroform, ölhaltigen Formulierungen wie Kühlschmierstoffen, Bohr- und Schneideölen, ölhaltigen Duschbädern, pH<10	Surfactrode Resistant	6.0507.130
	Titration von anionischen und kationischen Tensiden, Titration von Tensid-Formulierungen, Waschpulvern, Seifen, pH>10	Surfactrode Refill	6.0507.140
Tenside in wässrigen Medien	Titration von kationischen Tensiden	«Cationic Surfactant»-Elektrode	6.0507.150
	Titration von anionischen Tensiden	«Ionic Surfactant»-Elektrode	6.0507.120
	Titration von nichtionischen Tensiden, Titration von pharmazeutischen Wirkstoffen mit Natriumtetraphenylborat	NIO-Elektrode	6.0507.010

Praktische Hinweise, Pflege und Aufbewahrung

Ecotrode Plus	Ecotrode Gel	Unitrode	Aquatrode Plus	Profitrode	Solvotrode easyClean	Ag/Pt/Au-Titroden	Kombinierte Ag/Pt/Au-Elektroden	Surfactroden	Surfactant Elektroden	Spectrosense
<p>Festschliffdiaphragma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unempfindlich gegen Verschmutzung • Hohe Beständigkeit im Dauereinsatz • Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis <p>Bestellinformation: 6.0262.100¹⁾</p> <p>iEcotrode plus 6.0280.300²⁾</p>	<p>Twin pore Diaphragma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Routinemessungen • Mit Alterungsindikator • Wartungsfreier Bezugsselektrolyt (Gel) <p>Bestellinformation: 6.0221.100¹⁾</p> <p>6.0221.600 (mit NTC), ohne Kabel, Steckkopf U</p>	<p>Festschliffdiaphragma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehr kleiner Alkali-fehler • Hohe Temperaturbeständigkeit • Unempfindlich gegen Verschmutzung <p>Bestellinformation: 6.0259.100¹⁾</p> <p>6.0258.600 (mit Pt 1000), ohne Kabel, Steckkopf U</p> <p>iUnitrode: 6.0278.300²⁾</p>	<p>Festschliffdiaphragma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurze Ansprechzeit in schlecht leitenden und schwach gepufferte Proben • Unempfindlich gegen Verschmutzung <p>Bestellinformation: 6.0253.100¹⁾</p> <p>6.0257.000 (mit Pt 1000), Fixkabel, Stecker F+ 2 x 4 mm</p> <p>iAquatrode: 6.0277.300²⁾</p>	<p>Lösbares Schliffdiaphragma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für schwierige Matrices • Double-Junction-Konstruktion <p>Bestellinformation: 6.0255.100¹⁾</p> <p>6.0255.110¹⁾ (Einbaulänge: 170 mm)</p> <p>6.0255.120¹⁾ (Einbaulänge: 310 mm)</p>	<p>easyClean Diaphragma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für die Titration in nichtwässrigen Lösungsmitteln • Schnelles Ansprechen und stabile Messwerte in organischen Lösungsmitteln • Elektrostatische Abschirmung <p>Bestellinformation: 6.0229.010 (1 m Fixkabel)</p> <p>6.0229.020 (2 m Fixkabel)</p>	<p>Wartungsfreies Referenzsystem (pH-Glasmembran)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch als Mikroelektroden mit 6.4 mm Schaftdurchmesser verfügbar <p>Bestellinformation: Ag-Titrode: 6.0430.100¹⁾</p> <p>Pt-Titrode: 6.0431.100¹⁾</p> <p>Mikro-Au-Titrode: 6.0435.110¹⁾</p> <p>iAg-Titrode: 6.0470.300²⁾</p> <p>iPt-Titrode: 6.0471.300²⁾</p>	<p>Keramikiaphragma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Fällungs- und Redox-titrationen mit Veränderung des pH-Werts <p>Bestellinformation: Ag: 6.0450.100¹⁾</p> <p>Pt: 6.0451.100¹⁾</p> <p>Au: 6.0452.100¹⁾</p> <p>iAg: 6.0450.300²⁾</p> <p>iPt: 6.0451.300²⁾</p>	<p>Für Tensidtitrationen in nichtwässrigen Medien</p> <p>Surfactrode Resistant (6.0507.130)¹⁾ Beständig in Chloroform und anderen unpolaren Lösungsmitteln.</p> <p>Surfactrode Refill (6.0507.140)¹⁾ Nachfüllbare Tensid-elektrode, daher praktisch unbegrenzte Lebensdauer. Nicht beständig in Chloroform.</p>	<p>Für Tensidtitrationen in wässrigen Medien</p> <p>NIO-Elektrode (6.0507.010)¹⁾ Für die Titration von nichtionischen Tensiden.</p> <p>Ionic Surfactant (6.0507.120)¹⁾ Optimiert für anionische Tenside.</p> <p>Cationic Surfactant (6.0507.150)¹⁾ Optimiert für kationische Tenside</p>	<p>Stromversorgung direkt vom Titrator, es wird kein separates Netzteil benötigt</p> <p>Bestellinformation: Titrimo: 6.5501.100 (523 nm) 6.5501.110 (610 nm)</p> <p>Titrimo plus: 6.5501.200 (523 nm) 6.5501.210 (610 nm)</p> <p>jeweils inklusive aller benötigter Kabel und Verbindungen</p>
										
<p>Lagerung/Aufbewahrung nur in Aufbewahrungslösung 6.2323.000</p> <p>Elektrode nicht trocken tupfen oder wischen.</p> <p>Zur Reinigung/Pflege wird das pHit-Kit 6.2325.000 empfohlen.</p>	<p>In KCl sat. 6.2308.000 aufbewahren.</p> <p>Zur Reinigung mit Wasser oder Ethanol spülen.</p>	<p>Referenzelektrolyt 6.2308.040 Idrolyt für Messungen bei 80...100 °C oder zur Unterdrückung der Proteinfällung durch KCl.</p> <p>Mit Wasser oder Ethanol spülen.</p> <p>Elektrode nicht trocken tupfen oder wischen.</p> <p>Unitroden mit Referenzelektrolyt c(KCl) = 3 mol/L in Aufbewahrungslösung 6.2323.000 aufbewahren.</p> <p>Zur Reinigung/Pflege wird das pHit-Kit 6.2325.000 empfohlen.</p>	<p>Lagerung/Aufbewahrung nur in Aufbewahrungslösung 6.2323.000</p> <p>Elektrode nicht trocken tupfen oder wischen.</p> <p>Zur Reinigung/Pflege wird das pHit-Kit 6.2325.000 empfohlen.</p>	<p>In Brückenelektrolyt aufbewahren.</p> <p>Elektrode nicht trocken tupfen oder wischen.</p> <p>Zur Reinigung/Pflege wird das pHit-Kit 6.2325.000 empfohlen.</p> <p>Zur Reinigung das Schliffdiaphragma anheben.</p> <p>Festsitzende Schliffdiaphragmen können durch Eintauchen in heisses Wasser wieder gelöst werden.</p> <p>Ersatz-Schliffdiaphragma für Profitroden 6.0255.1X0; Bestellnr. 6.1243.020</p>	<p>In Referenzelektrolyt aufbewahren.</p> <p>Elektrode nicht trocken tupfen oder wischen.</p> <p>Bei Verschmutzungen mit organischen Rückständen sollte die Elektrode in ein geeignetes Lösungsmittel gestellt werden (30 Minuten).</p> <p>Zwischen den Messungen muss die Glasmembran in dest. Wasser konditioniert werden.</p> <p>Alternativer Referenzelektrolyt: c(TEABr) = 0.4 mol/L in Ethylenglycol (6.2320.000).</p>	<p>Lagerung/Aufbewahrung nur in dest. Wasser.</p> <p>Die Elektroden können nach AB-048 getestet werden.</p> <p>Auch mit Ag₂S- oder Ag-Halogenid-Überzug lieferbar.</p>	<p>Lagerung/Aufbewahrung im Referenzelektrolyten.</p> <p>Die Elektroden können nach AB-048 getestet werden.</p> <p>Auch mit Ag₂S- oder Ag-Halogenid-Überzug lieferbar.</p>	<p>Benötigt wenige Titrationen zur Konditionierung.</p> <p>Bei nachlassender Leistung kann die Surfactrode Resistant mit feinkörnigem Sandpapier reaktiviert werden.</p> <p>Die Elektroden können nach AB-305 getestet werden.</p>	<p>Mit dest. Wasser oder 20% Methanol in Wasser spülen.</p> <p>Gegebenfalls Niederschlag vorsichtig mit einem weichen, methanolgetränkten Tuch abwischen.</p> <p>Nicht beständig in organischen Lösungsmitteln oder bei Temperaturen >40 °C.</p> <p>Die Elektroden können nach AB-305 getestet werden.</p>	<p>Benötigt ca. 3 min. zum Aufwärmen der LED.</p> <p>Den Spiegel ggf. mit einem weichen Tuch abwischen.</p> <p>Spiegeloberfläche nicht mit den Fingern berühren.</p>

¹⁾ Elektroden ohne Kabel und ohne Temperaturfühler haben Steckkopf G

²⁾ Zum Anschluss einer iTrode an das Gerät wird ein iConnect 2.854.0010 benötigt.