

KF Titrand Coulometer



Einfach

Sofort einsatzbereit mit vordefinierten Methoden
Einfache Bedienung im Routinebetrieb durch benutzerspezifische
Favoriten; Bequemer Reagenzwechsel per Knopfdruck

Sicher

Höchste Betriebssicherheit durch vielfältige Überwachungsfunktionen
Zugriffskontrolle durch Login mit Passwortschutz
Erfüllt die Anforderungen von FDA 21 CFR Part11

Flexibel

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Drucker, Waage, Dosier- und
Wechseinheiten, Software, Probenwechsler, manueller oder
automatisierter Vial-Ofen
Parallele volumetrische und coulometrische Titratoren mit einem
KF Titrand

Wirtschaftlich

Neue Auto Start Funktion spart Reagenzien, Probe und Zeit
Keine Titerbestimmung, da Coulometrie eine Absolutmethode ist
KF-Wasser-und Brom-Index-Bestimmung mit einem Gerät